

## فضای فیزیکی کوهورت کودکان سیروتیک

فضای فیزیکی مستقر در مرکز تحقیقات پیوند و ترمیم اعضا، واقع در برج پژوهشی محمد رسول الله می باشد و از آزمایشگاه مرکز تحقیقات پیوند جهت نگه داری نمونه ها و استقرار یخچال و فریزرهای کوهورت سیروتیک استفاده می شود.







## فریزر و یخچال کهورت کودکان سیروتیک

فریزر ۲۰- و فریزر ۸۰-

یخچال معمولی ۴ درجه





## سیستم ایمنی و آلامر دهی کهورت کودکان سیروتیک

فریزر ۸۰- که ولتاژ برق آنها به برق شهری و UPS مرکزی متصل است.

(دو عدد به UPS مرکز متصل است و یک عدد ۸۰- به آلامر مرکزی وصل است)






ری اسپری نکنید.  
راه ۰۹۱۲۲۰۹۶۳۳۹  
با تشکر

نونه مشکل با  
مصل فرمایید.  
0917 980 15

TEMPERATURE  
- 78 °C  
REMOTE-CONTROL FILTER-CLEAN BATTERY-LOW  
TEMP-ALARM POWER-FAIL FAULT

## سیستم پشتیبان برق کهورت کودکان سیروتیک

### Ups مرکزی





## تانک نیتروژن

تانک که به وسیله نیترون شارژ می شوند و سلول ها در داخل تانک ها نگهداری می شوند.

تانک یخچال ۱۸۰- ( تانک های سایز بزرگ). همچنین مرکز مجهز به تانک یدک برای شارژ نیتروژن برای تانک های مادر می باشد

